

Vista® Lower Spine

VISTA 464 TLSO









Aspen®

MEDICAL PRODUCTS

ASPEN MEDICAL PRODUCTS
 6481 OAK CANYON, IRVINE, CA 92618-5202, USA
 800-295-2776 · 949-681-0200 · aspenmp.com

		ENGLISH	ESPAÑOL	DEUTSCH	ITALIANO	FRANÇAIS	中文																																																					
<div data-bbox="21 357 682 1104"> <p>1</p> </div>		<p>BELT SIZING</p> <p>A. Fit male rivets of belt through proper sizing adjustment holes in sizing mechanism.</p> <p>B. For smaller sizes, slide side panel through sizing adjustment slot and then fit rivets through proper adjustment holes from the under side.</p> <p>C. Once proper size is achieved, pull taught to lock rivets in place.</p>	<p>TAMAÑO DE LA CORREA</p> <p>A. Ajuste los remaches macho del cinturón a través de los orificios de adaptación de medición adecuada que se encuentran a del mecanismo de medición.</p> <p>B. Para los tamaños más pequeños, deslice el panel lateral a través de la ranura de ajuste de tamaño y luego coloque remaches a través de los orificios de ajuste adecuados desde el lado de abajo.</p> <p>C. Cuando se logre el tamaño adecuado, jale para tensar y trabar los remaches en su lugar.</p>	<p>GURTEINSTELLUNG</p> <p>A. Stecken Sie die Nieten in die passenden Löcher an des Größe- Anpassungsmechanismus.</p> <p>B. Für kleinere Größen das Seitenteil durch den Größeneinstellschlitz schieben und anschließend die Nieten von der Unterseite durch die entsprechnenden Einstelllöcher stecken.</p> <p>C. Wenn die richtige Größe eingestellt ist, festziehen, bis die Nieten einrasten.</p>	<p>REGOLAZIONE DELLA CORRETTA MISURA</p> <p>A. Inserire i rivetti maschio della cinghia nei fori per la regolazione delle taglie del meccanismo di regolazione della taglia.</p> <p>B. Per le misure più piccole, infilare il pannello laterale attraverso la fessura di regolazione della misura e poi inserire i chiodini attraverso i fori appropriati dal lato inferiore.</p> <p>C. Una volta ottenuta la misura giusta, tirare per tendere bene e bloccare i chiodini in posizione.</p>	<p>RÉGLAGE DE LA TAILLE DE LA CEINTURE</p> <p>A. Insérez les rivets mâles de la ceinture dans les trous de réglage situés sur du mécanisme de dimensionnement.</p> <p>B. Pour les petites tailles, glissez le panneau latéral dans la fente de réglage, puis introduisez les rivets dans les orifices de réglage correspondants par en- dessous.</p> <p>C. Une fois la taille voulue obtenue, tirez fermement dessus pour bloquer les rivets en position.</p>	<p>调整腰带长度</p> <p>A. 通过适当调整尺寸调节装置两侧的调节孔大小, 插入带子上的铆钉。</p> <p>B. 如果需要缩短长度, 可将侧端支撑滑入长度调整槽中, 然后从下方将铆钉穿过适当的长度调整孔中。</p> <p>C. 长度合适后, 拉紧腰带, 以便将铆钉锁定在位。</p>																																																					
		<p>SIZING CHART</p> <p>Belt measurement is bigger than standard pant sizing, add 2 inches to pant size for a better fit.</p>	<p>TABLA DE TAMAÑOS</p> <p>La medida de la correa es mayor que el talle estándar de pantalón; agregue 2 pulgadas al tamaño del pantalón para un mejor ajuste.</p>	<p>GRÖSSENBESTIMMUNG</p> <p>Wenn das Maß des Gürtels größer als die Standardgröße der Hose ist, fügen Sie 5 cm (2 Zoll) zur Größe der Hose hinzu, um eine bessere Passform zu erreichen.</p>	<p>TABELLA DELLE MISURE</p> <p>Le misure sono più grandi rispetto alla taglia standard dei pantaloni, aggiungere 2 centimetri alla taglia dei pantaloni per un maggiore comfort.</p>	<p>TABLEAU DES TAILLES</p> <p>La mesure de la ceinture est plus grande que la taille standard du pantalon, ajoutez 5 cm à la taille du pantalon pour un meilleur ajustement.</p>	<p>尺寸图</p> <p>皮带尺寸大于标准裤子尺码。为确保更加合身, 请在裤子尺码上增加 2 英寸 (5 厘米)。</p>																																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>X-SMALL</th> <th>SMALL</th> <th>MEDIUM</th> <th>LARGE</th> <th>X-LARGE</th> <th>XX-LARGE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>26 – 31 in 66 – 78 cm</td> <td>30 – 37 in 76 – 94 cm</td> <td>36 – 43 in 91 – 109 cm</td> <td>42 – 49 in 107 – 124 cm</td> <td>48 – 55 in 122 – 140 cm</td> <td>54 – 60 in 137 – 152 cm</td> </tr> </tbody> </table>		X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE		26 – 31 in 66 – 78 cm	30 – 37 in 76 – 94 cm	36 – 43 in 91 – 109 cm	42 – 49 in 107 – 124 cm	48 – 55 in 122 – 140 cm	54 – 60 in 137 – 152 cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>X-SMALL</th> <th>SMALL</th> <th>MEDIUM</th> <th>LARGE</th> <th>X-LARGE</th> <th>XX-LARGE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>66 – 78 cm 26 – 31 in</td> <td>76 – 94 cm 30 – 37 in</td> <td>91 – 109 cm 36 – 43 in</td> <td>107 – 124 cm 42 – 49 in</td> <td>122 – 140 cm 48 – 55 in</td> <td>137 – 152 cm 54 – 60 in</td> </tr> </tbody> </table>		X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE		66 – 78 cm 26 – 31 in	76 – 94 cm 30 – 37 in	91 – 109 cm 36 – 43 in	107 – 124 cm 42 – 49 in	122 – 140 cm 48 – 55 in	137 – 152 cm 54 – 60 in	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>X-SMALL</th> <th>SMALL</th> <th>MEDIUM</th> <th>LARGE</th> <th>X-LARGE</th> <th>XX-LARGE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>66 – 78 cm 26 – 31 in</td> <td>76 – 94 cm 30 – 37 in</td> <td>91 – 109 cm 36 – 43 in</td> <td>107 – 124 cm 42 – 49 in</td> <td>122 – 140 cm 48 – 55 in</td> <td>137 – 152 cm 54 – 60 in</td> </tr> </tbody> </table>		X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE		66 – 78 cm 26 – 31 in	76 – 94 cm 30 – 37 in	91 – 109 cm 36 – 43 in	107 – 124 cm 42 – 49 in	122 – 140 cm 48 – 55 in	137 – 152 cm 54 – 60 in	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>X-SMALL</th> <th>SMALL</th> <th>MEDIUM</th> <th>LARGE</th> <th>X-LARGE</th> <th>XX-LARGE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>66 – 78 cm 26 – 31 in</td> <td>76 – 94 cm 30 – 37 in</td> <td>91 – 109 cm 36 – 43 in</td> <td>107 – 124 cm 42 – 49 in</td> <td>122 – 140 cm 48 – 55 in</td> <td>137 – 152 cm 54 – 60 in</td> </tr> </tbody> </table>		X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE		66 – 78 cm 26 – 31 in	76 – 94 cm 30 – 37 in	91 – 109 cm 36 – 43 in	107 – 124 cm 42 – 49 in	122 – 140 cm 48 – 55 in
	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE																																																						
	26 – 31 in 66 – 78 cm	30 – 37 in 76 – 94 cm	36 – 43 in 91 – 109 cm	42 – 49 in 107 – 124 cm	48 – 55 in 122 – 140 cm	54 – 60 in 137 – 152 cm																																																						
	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE																																																						
	66 – 78 cm 26 – 31 in	76 – 94 cm 30 – 37 in	91 – 109 cm 36 – 43 in	107 – 124 cm 42 – 49 in	122 – 140 cm 48 – 55 in	137 – 152 cm 54 – 60 in																																																						
	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE																																																						
	66 – 78 cm 26 – 31 in	76 – 94 cm 30 – 37 in	91 – 109 cm 36 – 43 in	107 – 124 cm 42 – 49 in	122 – 140 cm 48 – 55 in	137 – 152 cm 54 – 60 in																																																						
	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	XX-LARGE																																																						
	66 – 78 cm 26 – 31 in	76 – 94 cm 30 – 37 in	91 – 109 cm 36 – 43 in	107 – 124 cm 42 – 49 in	122 – 140 cm 48 – 55 in	137 – 152 cm 54 – 60 in																																																						
<div data-bbox="21 1112 682 1437"> <p>2</p> </div>		<p>PLACEMENT & ADJUST</p> <p>A. Center back panel as low as possible. Slide abdominal panel and sternal pad sideways as needed to ensure brace and panel are at patient's midline.</p> <p>B. For taller patients, add the bar extender to the abdominal panel sheath. Pry button back and slide aluminum strut so that the button locks into the appropriate hole.</p>	<p>COLOCACIÓN Y REGULACIÓN</p> <p>A. Centre el panel posterior lo más bajo posible. Deslice el panel abdominal y la almohadilla esternal hacia los costados según sea necesario para asegurar que el soporte y el panel estén en la línea central del paciente.</p> <p>B. Para los pacientes más altos, añada el extensor de barra desde la funda del panel abdominal. Haga palanca con la parte posterior del botón y deslice el puntal de aluminio para que dicho botón se fije en el orificio correspondiente.</p>	<p>ANLEGEN UND JUSTIEREN</p> <p>A. Das Rückenteil möglichst tief im unteren Rückenbereich zentrieren. Das Abdominalteil und das Sternumpolster ggf. seitlich verschieben, um sicherzustellen, dass sich die Stützbandage und das Abdominalteil an der Mittellinie des Patienten befinden.</p> <p>B. Bei größeren Patienten fügen Sie die Stangenverlängerung hinzu, die sich im Bauchtafch befindet. Ziehen Sie den Knopf zurück und schieben Sie den Alustab so weit, bis der Knopf in das passende Loch einrastet.</p>	<p>POSIZIONAMENTO E REGOLAZIONE</p> <p>A. Centrare il pannello posteriore il più in basso possibile. Far scorrere lateralmente il pannello addominale e il cuscinetto dello sterno secondo la necessità per assicurare che il supporto e il pannello si trovino in corrispondenza della linea mediana del paziente.</p> <p>B. Per i pazienti più alti aggiungere l'estensore della barra dalla guaina del pannello addominale. Spingere il pulsante all'indietro e far scivolare il montante in alluminio in modo che il pulsante si blocchi nel foro appropriato.</p>	<p>POSITIONNEMENT ET RÉGLAGE</p> <p>A. Centrez le panneau dorsal le plus bas possible. Faites glisser le panneau abdominal et le coussinet sternal sur les côtés si nécessaire pour faire en sorte que l'orthèse et le panneau soient positionnés sur la ligne médiane du patient.</p> <p>B. Pour les patients de grande taille, ajoutez la barre d'allongement depuis la gaine du panneau abdominal. Forcez le bouton vers l'arrière et faites glisser le support en aluminium de façon à ce que le bouton se verrouille dans le trou approprié.</p>	<p>穿戴和调整</p> <p>A. 尽可能将背面支撑居中放低。根据需要, 侧向滑动腹部支撑和胸骨垫, 以确保腰带和支撑处于大腿根部与小腹部交界处。</p> <p>B. 对于身材较高的患者, 可以从腹部护套中增加延长带。按住按钮背面并滑动铝杆, 使按钮锁定到适当的孔中。</p>																																																					
		<p>Not made with natural rubber latex.</p>	<p>No está hecho con látex de goma natural.</p>	<p>Ohne Naturkautschuklatex.</p>	<p>Non realizzato con lattice di gomma naturale.</p>	<p>Pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.</p>	<p>并非采用天然胶乳制造。</p>																																																					

	ENGLISH	ESPAÑOL	DEUTSCH	ITALIANO	FRANÇAIS	中文
	PLACEMENT & ADJUST C. To further adjust the sternal pad on the abdominal panel, press the button with leaf logo inward and raise or lower the sternal pad as needed.	COLOCACIÓN Y REGULACIÓN C. Para ajustar más la almohadilla esternal en el panel abdominal, presione el botón con el logotipo de la hoja hacia adentro y levante o baje la almohadilla esternal según sea necesario.	ANLEGEN UND JUSTIEREN C. Um das Sternumpolster am Abdominalteil weiter anzupassen, den Knopf mit dem Blatt-Logo nach innen drücken und das Sternumpolster wie gewünscht nach oben oder unten schieben.	POSIZIONAMENTO E REGOLAZIONE C. Per regolare ulteriormente il cuscinetto dello sterno sul pannello abdominale, premere verso l'interno il bottone con il simbolo della foglia e sollevare o abbassare il cuscinetto dello sterno secondo la necessità.	POSITIONNEMENT ET RÉGLAGE C. Pour ajuster davantage le coussinet sternal sur le panneau abdominal, enfoncez le bouton doté d'un logo en forme de feuille et remontez ou abaissez le coussinet sternal si nécessaire.	穿戴和调整 C. 欲继续调整腹部支撑上的胸骨垫, 向内按下带树叶徽标的按钮, 根据需要升高或降低胸骨垫。
	TIGHTEN Pull strongly away from body. Tighten more than you need and then loosen to achieve a proper fit. Pull left tab to tighten lower, pull right to tighten upper as needed.	AJUSTE Jale fuertemente en dirección opuesta a su cuerpo. Ajuste más de lo necesario y luego afloje para lograr un calce adecuado. Jale la pestaña izquierda para ajustar más abajo, jale a la derecha para ajustar más arriba según sea necesario.	STRAFFEN Die Zugleinen fest vom Körper wegziehen. Um den richtigen Sitz zu erzielen, den Gurtschlosser als erforderlich festziehen und dann loslassen. Zur Straffung des Unterteils die linke und zur Straffung des Oberteils die rechte Zugleine ziehen.	STRINGIMENTO Tirare con fermezza in direzione opposta al corpo. Stringere più del necessario e poi allentare per ottenere un'aderenza appropriata. Tirare la linguetta sinistra per stringere la parte inferiore, e quella destra per stringere la parte superiore secondo la necessità.	SERRAGE Tirez fermement en écartant les bras du corps. Serrez plus que nécessaire, puis relâchez légèrement pour obtenir un ajustement précis. Tirez sur le tirant gauche pour resserrer la partie inférieure, et sur le tirant droit pour resserrer la partie supérieure, selon les besoins.	拉紧 从身体向外用力拉。先拉得紧一些, 然后再放松达到松紧适宜程度。根据需要, 拉左侧拉环以收紧下端, 拉右侧拉环以收紧上端。
	STRAPS A. Attach underarm control straps to sternal pad. B. Pull underarm control straps to tighten as needed. C. Underarm control straps and sternal pad should fit securely to patient's anatomy. D. Under arm control straps can be positioned to fit over the shoulders. NOTE: If needed, the support strut can be bent to ensure a proper fit.	CORREAS A. Una las correas de control de las axilas a la almohadilla esternal. B. Jale de las correas de control de las axilas para ajustar según sea necesario. C. Las correas de control de las axilas y la almohadilla esternal deben calzar bien en la anatomía del paciente. D. Debajo del control de los brazos, se pueden posicionar las correas para ajustárlas sobre los hombros. NOTA: Si fuera necesario, el montante de soporte puede doblarse para asegurar el calce correcto.	RIEMEN A. Die Unterarmriemen am Sternumpolster befestigen. B. Die Unterarmriemen ggf. anziehen. C. Unterarmriemen und Sternumpolster sollten mit gutem Sitz am Patienten anliegen. D. Die Unterarmgurte können so positioniert werden, dass Sie über die Schultern passen. HINWEIS: Falls erforderlich, kann der Stützstab gebogen werden, um einen guten Sitz zu erreichen.	CINGHETTE A. Fissare le cinghiette di regolazione sotto-ascellari al cuscinetto dello sterno. B. Tirare le cinghiette di regolazione sotto-ascellari per stringerle secondo la necessità. C. Le cinghiette di regolazione sotto-ascellari e il cuscinetto dello sterno devono conformarsi in modo aderente all'anatomia del paziente. D. Le cinghie di controllo sotto il braccio possono essere posizionate per adattarsi sopra le spalle. NOTA: Se necessario, la barra di alluminio di supporto può essere piegata per adeguarla al corpo del paziente.	SANGLES A. Fixez les sangles de réglage sous bras au coussinet sternal. B. Tirez sur ces sangles pour obtenir l'ajustement nécessaire. C. Les sangles de réglage sous bras et le coussinet sternal doivent épouser étroitement l'anatomie du patient. D. Les sangles de contrôle sous les aisselles peuvent être placées de façon à s'ajuster aux épaules. REMARQUE: Vous pouvez éventuellement recourber le support profilé pour obtenir un ajustement précis.	拉带 A. 将臂下调整拉带连接至胸骨垫上。 B. 根据需要进行臂下调整拉带。 C. 臂下调整拉带和胸骨垫应牢牢固定在患者身体上。 D. 腋下控制带可以调节放置到肩上。 注: 如果需要, 可以弯曲支撑铝片, 以确保松紧适宜。
	OVER SHOULDER OPTION If buckles are needed, add a buckle to strap ends and secure buckle. Attach buckles to the top of the TLSO back panel.	OPCIÓN PARA ENCIMA DEL HOMBRO En caso de necesitar hebillas, agregue una hebilla a los extremos de la correa y ajústela. Coloque las hebillas en la parte superior del panel posterior del modelo TLSO.	ANLEGEN ÜBER DIE SCHULTER (OPTION) Falls Gurtschlösser benötigt werden, jeweils ein Gurtschloss an den Riemenenden befestigen und sichern. Die Gurtschlösser oben am Rückenteil der thorakolumbosakralen Orthese befestigen.	OPZIONE SOPRA LE SPALLE Se occorrono fibbie, aggiungere una fibbia alle estremità delle cinghiette e fissare la fibbia. Collegare le fibbie alla parte superiore del pannello posteriore del TLSO.	OPTION EN BRETELLES S'il faut des boucles, ajouter une boucle à l'extrémité de chaque sangle et la fixer. Attacher les boucles sur la partie supérieure du panneau arrière TLSO (orthèse thoracolumbo-sacrée).	挂肩选项 如果需要使用搭扣, 在躯干调整带末端添加一个搭扣, 然后固定躯干调整带。将搭扣与 TLSO 背面支撑相连接。
	MODIFICATION OPTIONS This product may be substantially modified by an individual with expertise. For more information, please visit www.aspenmp.com/education/product-modifications	OPCIONES DE MODIFICACIÓN Toda persona con experiencia puede modificar sustancialmente este producto. Para obtener más información, visite www.aspenmp.com/education/product-modifications	ANPASSUNGSMÖGLICHKEIT EN Dieses Produkt kann von einer erfahrenen Person wesentlich angepasst werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.aspenmp.com/education/product-modifications	OPZIONI DI MODIFICA Questo prodotto può essere modificato considerevolmente e da una persona esperta. Per ulteriori informazioni visitate www.aspenmp.com/education/product-modifications	OPTIONS DE MODIFICATIONS Ce produit peut être considérablement modifié par une personne expérimentée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet www.aspenmp.com/education/product-modifications	修改选项 本产品可以由具备专业经验的人员进行重大修改。了解更多信息, 请访问 www.aspenmp.com/education/product-modifications
	MODIFY PANELS A. When necessary, reduce overall width of posterior panel by removing from sleeve and utilize trim lines to cut to appropriate size. B. Lateral panel placement can be adjusted in the sleeve or trimmed to ensure panels sit at midline on the patient.	MODIFICAR PANELES A. Cuando sea necesario, reduzca el ancho general del panel posterior. Para ello, quitele de la manga y utilice las líneas de recorte para reducirlo al tamaño adecuado. B. La posición del panel lateral se puede ajustar en la manga o recortar para garantizar que los paneles estén colocados sobre la línea central del paciente.	PLATTEN ANPASSEN A. Wenn nötig die Gesamtbreite der hinteren Platte, indem Sie diese vom Polster entfernen und die Schneidlinien verwenden, um die Platte auf die passende Größe zu schneiden. B. Die Stellung der Seitenplatten kann im Polster angepasst werden bzw. können diese zugeschnitten werden, um sicherzustellen, dass die Platten beim Patienten auf der Mittellinie liegen.	MODIFICA PANNELLI A. Quando necessario, ridurre l'ampiezza complessiva del pannello posteriore rimuovendolo dalla guaina e utilizzando le apposite linee per accorciarlo fino alla dimensione appropriata. B. Il posizionamento del pannello laterale può essere regolato nella guaina o tagliandolo per accertarsi che il pannello si trovi in corrispondenza della linea mediana del paziente.	MODIFIER LES PANNEAUX A. Quand c'est nécessaire, réduisez la largeur totale du panneau postérieur en enlevant du manchon et utilisez les lignes de découpage pour le couper à la taille appropriée. B. L'emplacement des panneaux latéraux peut être réglé dans le manchon ou coupé pour s'assurer que les panneaux reposent sur la ligne médiane du patient.	修改护板 A. 必要时, 通过从衬套上取下护板缩小整体宽度, 并使用切口线切割至适当尺寸。 B. 侧板位置可以在衬套中调节或进行切割, 以确保护板位于患者的中线上。

LIMITED WARRANTY
 Aspen Medical Products, Irvine, CA 92618, warrants to the user who originally purchases this product that it is free from defects in material and workmanship. The sole obligation of Aspen Medical Products in the event of breach of warranty shall be to repair or replace the defective product or part(s).

Aspen Medical Products shall have no obligation under this limited warranty in the event:
 (a) The product was not purchased from Aspen Medical Products or through its authorized channels of distribution;
 (b) The product is altered;
 (c) Any parts not supplied by Aspen Medical Products are inserted into the product; or
 (d) The product is not used in accordance with the Aspen Medical Products Instructions for Use.

THE FOREGOING IS THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR FAILURE IN SERVICE OF, OR DEFECT IN, THE PRODUCT. ASPEN MEDICAL PRODUCTS SHALL NOT BE LIABLE UNDER THIS OR ANY IMPLIED WARRANTY FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND ALL OBLIGATIONS OR LIABILITIES ON THE PART OF ASPEN MEDICAL PRODUCTS FOR DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCTS, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED BY ASPEN MEDICAL PRODUCTS.

This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state. Warning: To ensure proper use, please review all material. A listing of authorized distributors in your area is available upon request.

READ INSTRUCTIONS BEFORE USE. Proper training in the use of this device should take place before it is applied. These directions are guidelines only and are not offered as medical recommendations.

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR APPLICATION BY LICENSED HEALTH CARE PRACTITIONERS AS DIRECTED BY A PHYSICIAN OR OTHER QUALIFIED MEDICAL AUTHORITY. PERMANENT INJURY MAY RESULT FROM USE OTHER THAN AS DIRECTED BY A PHYSICIAN OR OTHER MEDICAL AUTHORITY. ASPEN MEDICAL PRODUCTS SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY OBLIGATION OR LIABILITY FOR INJURY OR DAMAGE BY REASON OF ANY APPLICATION OF THIS PRODUCT. PLEASE SEE THE LIMITED WARRANTY FOR FURTHER INFORMATION IN THIS REGARD.

